

# 商品提案書

商品名	クリニック・マスク・フィルター	
JANコード	4560182827063	
		
希望小売価格(税込)	550	円
税抜価格	500	円
セット内容	フィルター(黄褐色)×1枚、不織布(白色)×3枚	
原産国	日本	
単品入数	1	set
個装サイズ	166×110×1	mm
単品重量	約 6.5	g
内袋入数	12	pcs
内袋サイズ	168×112×15	mm
内袋重量	約 78	g
外箱入数	120	pcs
外箱サイズ	243×128×161	mm
外箱重量	約 920	g




フィルターサイズ 約102×59mm

材質	ポリエステル不織布	販売物				
		動画	什器	POP	WEB	その他
		日本語吹き替え	トレイ	A5	公式サイト	
		日本語テロップ	吊り下げ	○丸POP	LP	○
		英語	置き型	スウィングPOP	サムネイル	


MSDS(日本語)	MSDS(英語)	危険物	化粧品認可	医薬品認可	テストデータ(感染価減少量)	特許
		-	-	-	新型コロナウイルス インフルエンザ、O-157他	○




## ウイルス時代のマスク強化にこの1枚! 先端科学技術でポビドンヨードを結合させたフィルター

■先端科学技術がウイルスを逃がさない!  
先端科学技術を応用し、マスク内に侵入したウイルスを本フィルターに吸着させます。  
■化学結合させたポビドンヨードがウイルス感染価減少  
フィルターにうがい薬の成分として知られる「ポビドンヨード」を化学結合させているので、吸着したウイルスの感染力が弱まります。

■特許・国際特許取得  
■新型コロナウイルス検査済  
新型コロナウイルスの感染価減少測定済。結果、1時間で約97%減少しました。  
■いつものマスクに挟むだけ  
布、不織布、ポリエステル、どんなマスクにも挟むだけで使用できます。  
■30日間使用可能  
1日約8時間使用した場合、30日間使用可能。黄褐色のフィルターが白濁してきたら、お取替えの目安です。  
■医療現場で使用  
感染リスクの高い歯科医療現場で実際に使用・使用推奨されています。

※甲状腺機能に異常がある方、ヨウ素に対してアレルギー等がある方は仕様しなでください。



<h3>吸着</h3> <p>世界先端技術 クラフト重合技術</p> <p>日本原子力研究所開発 機構(現:高純量子 応用研究所)が開発 した超微細な希少資 源だけを捕集する「グ ラフト重合技術」とい う先端技術を応用し、 商品化を実現しまし た。</p> 	<h3>電荷・固着</h3> <p>微細枝から 捕まえて放さない</p> <p>グラフト重合された 微細枝は、+(プラス) に電荷されるため、 -(マイナス)電荷を 持つウイルスを引き 合い、微細枝からウ イルスを捕まえて放 しません。</p> 	<h3>弱める</h3> <p>医療用ポビドンヨード 殺菌製剤を化学結合</p> <p>ウイルスをキャッチし た微細枝には、医療 用ポビドンヨード殺 菌製剤を化学結合さ せているため、枝に 触れたウイルスは、細胞 膜が破壊され感染力 が弱まります。</p> 
--	--	--

### ディスプレイ

吊り下げディスプレイ			
W (mm)	D (mm)	H (mm)	Weight (g)
135.0	50(フック含)	500.0	88.0
置き型ディスプレイ			
W (mm)	D (mm)	H (mm)	Weight (g)



ご不明な点、その他追加資料のご要望などございましたら、お手数ですが弊社営業担当までご連絡ください。



お問合せ  
ミュー株式会社 〒154-0012 東京都世田谷区駒沢 2-11-1-4F  
<http://www.mymiu.co.jp>

TEL 03-5779-8488  
FAX 03-5779-8480  
info@mymiu.co.jp